

A 802
Spoldysa
för optimal rengöring av doseringsfacket.



- Vid användning av en laboratordiskmaskin med pulverdosering
- För användning med injektormoduler
- Lämplig för att spola ur pulverrester från doseringsfacket

EAN: 4002515460979 / Materialnummer: 09863070 / Gamla materialnummer: 69680200D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	30
Ytermått, nettobredd i mm	187
Ytermått, nettodjup i mm	15
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,02