


ZS 150-1

Helix-test

för optimal processkontroll av den lilla autoklaven.

EAN: 4002515540381 / Materialnummer: 09910260 / Gamla materialnummer: 68915002D



- Kontroll av ångeffekt med kemisk indikator
- Resultaten visas genom färgväxling
- 1 provningsstomme, 250 indikatorer

Produkttillhörighet	
Små autoklaver	•
Modelltillhörighet	
PS 1201 B EXCELLENCE	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Indikator/test	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	22
Ytermått, nettobredd i mm	117
Ytermått, nettodjup i mm	177
Ytermått, bruttohöjd i mm	23
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	177
Nettovikt i kg	0,05
Bruttovikt i kg	0,09