

A 800
Filterrör
för säker och ekonomisk rengöring av ihåliga instrument.



- Filter av Plymesh-väv i rostfritt stål för insats
- Maskvidd 63 µm
- Kan omprepareras med rengöringsborste A 804

EAN: 4002515538081 / Materialnummer: 09960680 / Gamla materialnummer: 68680000D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Filter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	23
Ytermått, nettobredd i mm	23
Ytermått, nettodjup i mm	405
Ytermått, brutt höjd i mm	45
Ytermått, bruttbredd i mm	220
Ytermått, bruttdjup i mm	445
Diameter i mm	23
Nettovikt i kg	0,36
Bruttovikt i kg	0,88