

A 804
Rengöringsborste
för optimal rengöring av filterrör A 800.



- Särskilt lämplig för rengöring av filterrör A 800
- Vriden borste med spiralformad borstapplikation
- Skaftände med ögla
- Längd 500 mm, borstlängd 100 mm

EAN: 4002515527238 / Materialnummer: 09960720 / Gamla materialnummer: 68680400D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Filter	•
Övriga tillbehör	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettodjup i mm	500
Ytermått, bruttohöjd i mm	45
Ytermått, bruttbredd i mm	70
Ytermått, bruttodjup i mm	610
Diameter i mm	20
Nettovikt i kg	0,07
Bruttovikt i kg	0,16