

PG 8595

Aqua Purificator

för placering av patroner för hel eller delvis vattenavsaltning.



- Passar för VE/TE P 2800 & VE/TE P 2000
- Placering ConductivityMeter/ FlowMeter möjlig
- Yttermått: H 835 (820 utan lock), B 300, D 600 mm

EAN: 4002515558102 / Materialnummer: 10087320 / Gamla materialnummer: 69859502D

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•

PG 8595

Aqua Purificator

för placering av patroner för hel eller delvis vattenavsaltning.



EAN: 4002515558102 / Materialnummer: 10087320 / Gamla materialnummer: 69859502D

PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Vattenbehandling	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	300
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, bruttohöjd i mm	900
Ytermått, bruttbredd i mm	400
Ytermått, bruttodjup i mm	740
Nettovikt i kg	26,50
Bruttovikt i kg	30,00