

PG 8596

Doseringssskåp

För placering av rengöringsmedel och doseringsmoduler



- 2 utdragbara lådor för placering av vardera 3 x 5-litersbehållare
- Innermått: H 285-690 , B 250, D 425-555 mm
- 2 placeringsmöjligheter för doseringsmoduler per plan
- Uppsamlingskål möjliggör bättre tömning av behållarnas innehåll

EAN: 4002515558324 / Materialnummer: 10087340 /  
Gamla materialnummer: 69859602D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
<b>Produktkategori</b>	
Doseringsssystem	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	835
Ytermått, nettobredd i mm	300
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, brutt höjd i mm	900
Ytermått, bruttbredd i mm	400
Ytermått, bruttdjup i mm	740
Nettovikt i kg	26,50
Bruttovikt i kg	30,00