

UG 30-60/60-85

Stängd sockel

för höjning av maskinen, 60 cm djupt, 60 cm brett.

EAN: 4002515558331 / Materialnummer: 10087350 / Gamla materialnummer: 69306001D



- Passar för alla maskiner med bredd och djup på 60 cm

| Produkttillhörighet | |
|---|----------------|
| Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium | • |
| Diskdesinfektorer | • |
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | • |
| Modelltillhörighet | |
| PG 8581 | • |
| PG 8562 | • |
| PG 8582 | • |
| PG 8504 | • |
| PG 8583 | • |
| PG 8591 | • |
| PG 8592 | • |
| PG 8593 | • |
| Produktkategori | |
| Underbyggnad/sockel | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 317 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 600 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 600 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 310 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 610 |
| Ytermått, bruttodjup i mm | 610 |
| Nettovikt i kg | 9,70 |
| Bruttovikt i kg | 11,10 |