


UG 30-90/60-85

Stängd sockel

för höjning av maskinen inkl. sidoskåp, 60 cm djupt, 90 cm brett.



- Kan användas för Aqua Purificator PG 8595 och DOS-skåp PG 8596

EAN: 4002515558348 / Materialnummer: 10087360 / Gamla materialnummer: 69309001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Underbyggnad/sockel	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	300
Ytermått, nettobredd i mm	897
Ytermått, nettodjup i mm	542
Ytermått, bruttohöjd i mm	330
Ytermått, bruttbredd i mm	915
Ytermått, bruttdjup i mm	563
Nettovikt i kg	13,40
Bruttovikt i kg	15,00