

UBS 2

Ombyggnadssats

för användning av utvalda vagnar i modellserien G 78 i modellserie PG 85.



- För äldre injektorvagnar utan torkningsanslutning

EAN: 4002515588987 / Materialnummer: 10131100 / Gamla materialnummer: 69215015D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Modelltillhörighet	
PG 8583	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Ombyggnadssats	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	90
Ytermått, nettobredd i mm	129
Ytermått, nettodjup i mm	295
Ytermått, brutthöjd i mm	125
Ytermått, bruttbredd i mm	165
Ytermått, bruttdjup i mm	350
Nettovikt i kg	0,51
Bruttovikt i kg	0,71