

## UBS 2

### Ombyggnadssats

för användning av utvalda vagnar i modellserien G 78 i modellserie PG 85.



- För äldre injektorvagnar utan torkningsanslutning

EAN: 4002515588987 / Materialnummer: 10131100 / Gamla materialnummer: 69215015D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8583	•
PG 8593	•
<b>Produktkategori</b>	
Ombyggnadssats	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	90
Ytermått, nettobredd i mm	129
Ytermått, nettodjup i mm	295
Ytermått, brutthöjd i mm	125
Ytermått, bruttbredd i mm	165
Ytermått, bruttodjup i mm	350
Nettovikt i kg	0,51
Bruttovikt i kg	0,71