

A 600  
Tillbehör  
för optimal preparering av instrument för robotassisterad kirurgi.



- Passar för 6 instrument, äldre generationen (S/Si)

EAN: 4002515585016 / Materialnummer: 10131910 / Gamla materialnummer: 69660001D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Modul/hållare för robotinstrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av robotinstrument	•
<b>Kapacitet</b>	
Robotinstrument [antal]	6
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0
Frekvens i Hz	0
Total anslutningseffekt i kW	0,00
Säkring i A	0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	265
Ytermått, nettobredd i mm	573
Ytermått, nettodjup i mm	318
Ytermått, bruttohöjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	605
Ytermått, bruttdjup i mm	355
Nettovikt i kg	5,20
Bruttovikt i kg	5,54