

A 602

Tillbehör

för optimal preparering av instrument för robotassisterad kirurgi.



- Passar för 8 instrument, nyaste generationen (Xi)

EAN: 4002515585030 / Materialnummer: 10131930 / Gamla materialnummer: 69660201D

|                                   |                |
|-----------------------------------|----------------|
| <b>Produkttillhörighet</b>        |                |
| Stora diskdesinfektorer, medicin  | •              |
| <b>Modelltillhörighet</b>         |                |
| PG 8527                           | •              |
| PG 8528                           | •              |
| <b>Produktkategori</b>            |                |
| Modul/hållare för robotinstrument | •              |
| <b>Produktegenskaper</b>          |                |
| Material                          | Rostfritt stål |
| Färg                              | Rostfritt stål |
| <b>Användningsområde</b>          |                |
| Rengöring av robotinstrument      | •              |
| <b>Kapacitet</b>                  |                |
| Robotinstrument [antal]           | 8              |
| <b>Standard elanslutning</b>      |                |
| Fasantal                          | 0              |
| Spänning i V                      | 0              |
| Frekvens i Hz                     | 0              |
| Total anslutningseffekt i kW      | 0,00           |
| Säkring i A                       | 0              |
| <b>Mått och vikt</b>              |                |
| Ytermått, nettohöjd i mm          | 303            |
| Ytermått, nettobredd i mm         | 555            |
| Ytermått, nettodjup i mm          | 318            |
| Ytermått, bruttohöjd i mm         | 540            |
| Ytermått, bruttbredd i mm         | 530            |
| Ytermått, bruttodjup i mm         | 500            |
| Nettovikt i kg                    | 6,30           |
| Bruttovikt i kg                   | 7,80           |