

A 806

Hållare

för optimal preparering av instrument för robotassisterad kirurgi.



- För specialinstrument, med spolanslutning på sidan

EAN: 4002515585054 / Materialnummer: 10131960 / Gamla materialnummer: 69680601D

Produkttillhörighet	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8527	•
PG 8528	•
Produktkategori	
Modul/hållare för robotinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av robotinstrument	•
Kapacitet	
Robotinstrument [antal]	1
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	77
Ytermått, nettobredd i mm	41
Ytermått, nettodjup i mm	165
Ytermått, brutt höjd i mm	25
Ytermått, bruttbredd i mm	245
Ytermått, bruttdjup i mm	485
Nettovikt i kg	0,37
Bruttovikt i kg	0,49