


A 807

Hållare

för optimal preparering av instrument för robotassisterad kirurgi.



- För specialinstrument, prepareringsklämmor, äldre generationen, S/Si

EAN: 4002515585078 / Materialnummer: 10131980 / Gamla materialnummer: 69680701D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8527	•
PG 8528	•
<b>Produktkategori</b>	
Modul/hållare för robotinstrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av robotinstrument	•
<b>Kapacitet</b>	
Robotinstrument [antal]	1
<b>Standard elanslutning</b>	
Fasantal	0
Spänning i V	0-0
Frekvens i Hz	0-0
Total anslutningseffekt i kW	0,00-0,00
Säkring i A	0-0
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	77
Ytermått, nettobredd i mm	41
Ytermått, nettodjup i mm	165
Ytermått, bruttohöjd i mm	25
Ytermått, bruttbredd i mm	245
Ytermått, bruttdjup i mm	485
Nettovikt i kg	0,37
Bruttovikt i kg	0,49