

GP CL H 0502 L

Ugnsrengöringsmedel "OvenClean", 500 ml  
för bästa rengöringsresultat och säker användning.

EAN: 4002515602553 / Materialnummer: 10162710 /  
Gamla materialnummer: 22996290EU4



- Ultrastark fettlösningsförmåga utan störande lukt
- Problemfri rengöring tack vare gelkonsistens
- Passar även för PerfectClean
- Kort verkningstid från 10 min. till max 1 timme utan uppvärmning
- Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning