

DGGL 50-40

Tillagningskär, hålat

för ångugn DG 7000 samt ångugn med mikrovågsfunktion DGM 6000/7000.



EAN: 4002515603970 / Materialnummer: 10168190 /
Gamla materialnummer: 23996119EU1

- För tillagning av grönsaker, fisk, kött och potatis utan sky
- Perfekt för upptining av frysta livsmedel
- Kapacitet: 2,2 l, nyttovolym: 1,6 l
- Yttermått B x D x H: 375 x 197 x 40 mm
- Inte lämplig för mikrovågsfunktionen!