

DGG 50-40

Tillagningskärl, ohålat

för ångugn DG 7000 samt ångugn med mikrovågsfunktion DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603987 / Materialnummer: 10168200 /
Gamla materialnummer: 23996120EU1



- För tillagning av maträtter i såser, sky och vatten
- Till exempel pasta, ris, soppor och gratänger
- Kapacitet: 2,2 l, nyttovolym: 1,6 l
- Yttermått B x D x H: 375 x 197 x 40 mm
- Inte lämplig för mikrovågsfunktionen!