

DGG 50-80

Tillagningskärl, ohålat

för ångugn DG 7000 samt ångugn med mikrovågsfunktion DGM 6000/7000.

EAN: 4002515603994 / Materialnummer: 10168230 /
Gamla materialnummer: 23996121EU1



- För tillagning av maträtter i såser, sky och vatten
- Till exempel pasta, ris, soppor och gratänger
- Kapacitet: 4,2 l, nyttovolym: 3,6 l
- Ytermått B x D x H: 375 x 197 x 80 mm
- Inte lämplig för mikrovågsfunktionen!