

DGG 100-40

Tillagningskär, ohålat

för ångugn DG 7000 samt ångugn med mikrovågsfunktion DGM 6000/7000.

EAN: 4002515604007 / Materialnummer: 10170290 /
Gamla materialnummer: 23996123EU1



- För tillagning av maträtter i såser, sky och vatten
- Till exempel pasta, ris, soppor och gratänger
- Kapacitet: 4,0 l, nyttovolym: 3,4 l
- Yttermått B x D x H: 375 x 394 x 40 mm
- Inte lämplig för mikrovågsfunktionen!