

DGGL 100-40

Tillagningskär, hålat

för ångugn DG 7000 samt ångugn med mikrovågsfunktion DGM 6000/7000.

EAN: 4002515604083 / Materialnummer: 10170300 /
Gamla materialnummer: 23996124EU1



- För tillagning av grönsaker, fisk, kött och potatis utan sky
- Perfekt för upptining av frysta livsmedel
- Kapacitet: 4,0 l, nyttovolym: 3,4 l
- Yttermått B x D x H: 375 x 394 x 40 mm
- Inte lämplig för mikrovågsfunktionen!