

GP CL KM 0252 L

Rengöring för keramik/rostfritt, 250 ml
för bästa rengöringsresultat och säker användning.

EAN: 4002515605752 / Materialnummer: 10173200 /
Gamla materialnummer: 22996291EU6



- Bästa produkt på marknaden –
Bäst i test i Schweiz
- Kraftfull borttagning av fett,
fastbränd mat och vattenfläckar
- Lämnar en skyddande film som
underlättar nästa rengöring
- Skonsam rengöring tack vare en
formula med fina kristaller
- Får ej användas med CleanSteel
eller PerfectClean
- Den bästa skötseln för många år av
tillförlitlig användning