

GP CL MCX 0101 P

Rengöring för mjölkledningar, 100 st
för hygieniskt rena mjölkledningar i kaffemaskiner.

EAN: 4002515612170 / Materialnummer: 10180270 /
Gamla materialnummer: 29996908EU1



- Mycket effektiv rengöring som samtidigt skonsar materialet
- Enkel dosering tack vare portionsstickor
- Avlägsnar mjölkprotein och mjölkfett helt och hållet.
- Anpassat innehåll – särskild Miele-formula
- Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning