

Set GF-1 100 mm
Sats med maskinfötter
för anpassning till en optimal arbetshöjd.



- Passar för alla diskmaskiner av typen PG 8172
- Består av 4 maskinfötter
- För höjning med 10 cm

EAN: 4002515641866 / Materialnummer: 10249450 / Gamla materialnummer: 67820030D

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, tank, genomräkning	•
Modelltillhörighet	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	90
Ytermått, bruttbredd i mm	150
Ytermått, bruttodjup i mm	280
Nettovikt i kg	2,40
Bruttovikt i kg	2,70