

Set GF-1 50 mm
Sats med maskinfötter
för anpassning till en optimal arbetshöjd.



- Passar för alla diskmaskiner av typen PG 8172
- Består av 4 maskinfötter
- För höjning med 5 cm

EAN: 4002515641873 / Materialnummer: 10249460 / Gamla materialnummer: 67820031D

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Modelltillhörighet	
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	50
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttonhöjd i mm	85
Ytermått, bruttbredd i mm	150
Ytermått, bruttdjup i mm	280
Nettovikt i kg	0,70
Bruttovikt i kg	0,80