

UGT 44-60/85

Sockel, stängd, med lucka

för ergonomisk i- och urplockning av maskinen.



- Ger möjligheten till förvaring av till exempel processkemikalier

EAN: 4002515647295 / Materialnummer: 10259260 / Gamla materialnummer: 69506001D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Underbyggnad/sockel	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	440
Ytermått, nettobredd i mm	600
Ytermått, nettodjup i mm	600
Ytermått, brutt höjd i mm	460
Ytermått, bruttbredd i mm	610
Ytermått, bruttdjup i mm	610
Nettovikt i kg	5,00
Bruttovikt i kg	6,40