


DKF 21-R
Regenereringsbart Longlife AirClean-filter
för Miele köksfläkt DA 6708 D.

EAN: 4002515652527 / Materialnummer: 10271460 /
Gamla materialnummer: 28996363EU1



- Med aktivt kol – neutraliserar oangenäm lukt i köket
- Regenereras helt enkelt i ugnen varje halvår
- 3 års livslängd
- Effektivare än ett engångsfilter om utbytesintervallen följs
- Innehåll: 4 filter, mått: 42,8 cm x 10,0 cm x 1,9 cm