

DKF 26-R  
Regenereringsbart Longlife AirClean-filter  
för Miele köksfläkt DA 7006 D.

EAN: 4002515652541 / Materialnummer: 10271480 /  
Gamla materialnummer: 28996365EU1



- Med aktivt kol – neutraliserar oangenäm lukt i köket
- Regenereras helt enkelt i ugnen varje halvår
- 3 års livslängd
- Effektivare än ett engångsfilter om utbytesintervallen följs
- Innehåll: 2 filter, mått: 48,0 cm x 28,5 cm x 1,0 cm