

A 810
Täcknät
för optimal fixering av ömtåligt diskods.



- Ram i rostfritt stål med plastnät över, storlek 445 x 215 mm
- Särskilt motståndskraftig och långlivad

EAN: 4002515676783 / Materialnummer: 10283650 /
Gamla materialnummer: 69501700D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av OP-instrument	•
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	20
Yttermått, bruttbredd i mm	235
Yttermått, bruttodjup i mm	470
Nettovikt i kg	0,44
Bruttovikt i kg	0,57