


A 811/1  
Reservnät  
för utbyte av nätet i A 810/1



- Okomplicerat byte av nätet
- Särskilt motståndskraftig och långlivad

EAN: 4002515676493 / Materialnummer: 10283690 / Gamla materialnummer: 69502000D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Täckskydd	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Vit.
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, brutthöjd i mm	20
Ytermått, bruttbredd i mm	230
Ytermått, bruttdjup i mm	230
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,07