

ProCare Shine 10 MA - 10 l  
 Flytande diskmedel, mildt alkaliskt, 10 l  
 för optimal disk av porslin, bestick och glas.



- Fritt från fosfat och klor
- För lätt till medelsvår nedsmutsning
- För användning i kommersiella diskmaskiner
- Flytande koncentrat, rekommenderad dos: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Särskilt utvecklat för Miele Professional

EAN: 4002515692950 / Materialnummer: 10327970 /  
 Gamla materialnummer: 61912301EU1

Produktillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner ProfilLine	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar kaffe- och terester	Bra
Avlägsnar stärkelse/protein	Bra
Avlägsnar intorkade matrester	Bra
Avlägsnar fastbränt fett	Bra
Avlägsnar fett	Mycket bra
Doseringsrekommendation	
Doseringsrekommendation per disk	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Stor öppning för doseringslans	•
Smutsighetsgrad	Lätt till medel
pH-värde för diskvatten	10,0-11,0
Rekommenderat vattenområde i mmol/l	0-0,53
Produktegenskaper	
Medietyp	Milt alkal. rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Alkaliska ämnen, Komplexbildare (utan fosfat)
Lämpligt för glas	•
Lämpligt för bestick	•
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för porslin/keramik	•
Lämpligt för aluminium	•
Lämpligt för silver	•
Skonar dekoren	•
Förhindrar korrosion	•
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	315
Ytermått, nettobredd i mm	190
Ytermått, nettodjup i mm	230
Ytermått, bruttohöjd i mm	315
Ytermått, bruttbredd i mm	190
Ytermått, bruttdjup i mm	230
Bruttovikt i kg	13
Fyllnadsnivå i ml	10000
Överensst., kontr.märkn./cert.	
Överensstämmer med GHS/CLP	•