

ProCare Shine 10 A - 5 l  
 Flytande diskmedel, alkaliskt, 5 l  
 för optimal disk av porslin, bestick och glas.



- Innehåller fosfat och aktivt klor
- För svår nedsmutsning, som t.ex. stärkelse, proteiner etc.
- För användning i kommersiella diskmaskiner
- Flytande koncentrat, rekommenderad dos: 0,2-0,5 % (2-5 ml/l)
- Särskilt utvecklat för Miele Professional

EAN: 4002515692837 / Materialnummer: 10327980 /  
 Gamla materialnummer: 61913201EU1

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar kaffe- och terester	Mycket bra
Avlägsnar stärkelse/protein	Mycket bra
Avlägsnar intorkade matrester	Mycket bra
Avlägsnar fastbränt fett	Mycket bra
Avlägsnar fett	Mycket bra
Doseringsrekommendation	
Doseringsrekommendation per disk	2-5 ml/l (0,2-0,5 %)
Stor öppning för doseringslans	•
Smutsighetsgrad	Stark
pH-värde för diskvattnet	11,5-12,0
Rekommenderat vattenområde i mmol/l	0-0,53
Produktegenskaper	
Medietyp	Alkaliskt rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Aktivt klor, Alkaliska ämnen, Fosfat
Lämpligt för glas	•
Lämpligt för bestick	•
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för porslin/keramik	•
Lämpligt för alkaliska spolprodukter	•
Förhindrar korrosion	•
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	250
Ytermått, nettobredd i mm	150
Ytermått, nettodjup i mm	190
Ytermått, brutt höjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	150
Ytermått, bruttdjup i mm	190
Bruttovikt i kg	7
Fyllnadsnivå i ml	5000
Överensst., kontr.märkn./cert.	
Överensstämmer med GHS/CLP	•