

DKF 1000-R  
Regenereringsbart Longlife AirClean-filter  
mot obehaglig lukt i köket.



EAN: 4002515745489 / Materialnummer: 10427040 /  
Gamla materialnummer: 28996369EU1

- för DUU 1000-2 och DUU 1500
- för CSDA1xxx/CSDA700x/  
KMDA763x/KMDA7476/  
KMDA7774 i cirkulationsdrift
- Effektivare än ett engångsfilter om  
utbytesintervallen följs
- Regenereras helt enkelt i ugnen  
varje halvår
- 3 års livslängd