

ProCare Lab 10 MA - 5 l

Flytande diskmedel, mildt alkaliskt, 5 l

för optimal preparering av laboratorieglass och -utrustning.



- Fritt från tensider och oxidationsmedel
- Särskilt utvecklat för Miele Professional
- Passar för de mest olikartade material
- pH-värde 11,6-11,8

EAN: 4002515778784 / Materialnummer: 10489990 /

Gamla materialnummer: 62923101EU2

<b>Produkttilhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
<b>Användningsmöjligheter</b>	
Avlägsnar blod	Bra
Avlägsnar protein	Bra
Avlägsnar rester av tillväxtmedium	Bra
Avlägsnar organiska rester	Bra
<b>Doseringsrekommendation</b>	
Doseringsrekommendation per disk	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
pH-värde för diskvattnet	11,6-11,8
<b>Huvudsakliga användn.områden</b>	
Medicinska laboratorier	•
Biologiska laboratorier	•
Kemiska laboratorier	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Alkaliskt rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för laboratorieglass	•
Lämpligt för keramik	•
I vissa fall lämpligt för buntmetaller	•
Inte lämpligt för eloxerat aluminium	•
Fritt från oxidationsmedel	•
Fritt från tensider	•
I vissa fall lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	217
Ytermått, nettobredd i mm	142
Ytermått, nettodjup i mm	248
Ytermått, bruttohöjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	190
Ytermått, bruttdjup i mm	150
Bruttovikt i kg	5
Fyllnadsnivå i ml	5000
<b>Överensst., kontr.märkn./cert.</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•