

## ProCare Lab 10 AP - 5 l

Flytande diskmedel, alkaliskt, 5 l

för optimal preparering av laboratorieutrustning.



- Fritt från tensider, fosforföreningar oxidationsmedel
- Särskilt utvecklat för Miele Professional
- Passar för de mest olikartade material
- pH-värde 12,3-12,5

EAN: 4002515779958 / Materialnummer: 10490010 /  
Gamla materialnummer: 62924101EU2

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
<b>Användningsmöjligheter</b>	
Avlägsnar tunnflytande oljor	Bra
Avlägsnar oorganiska och organiska föroreningar	Bra
Avlägsnar besvärliga eller intorkade rester	Bra
<b>Doseringsrekommendation</b>	
Doseringsrekommendation per disk	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
pH-värde för diskvatten	12,3-12,5
<b>Huvudsakliga användn.områden</b>	
Medicinska laboratorier	•
Biologiska laboratorier	•
Mikrobiologiska laboratorier	•
Kemiska laboratorier	•
Vattenlaboratorier	•
laboratorier inom livsmedelssektorn	•
Laboratorier inom kosmetisk industri	•
Laboratorier inom mineraloljeindustrin	•
Industrilaboratorier	•
Fosfatindustrin	•
Laboratorier inom läkemedelsindustrin	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Alkaliskt rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
<b>Innehåll</b>	
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för laboratorieglass	•
Lämpligt för keramik	•
Inte lämpligt för eloxerat aluminium	•
Fritt från oxidationsmedel	•
Fritt från fosfater	•
Fritt från tensider	•
Oxiderande verkan	•
Ej lämpligt för lättmetallegeringar	•
Ej lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Ej lämpligt för lätt- och buntmetaller	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	217
Ytermått, nettobredd i mm	142
Ytermått, nettodjup i mm	248
Ytermått, bruttohöjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	190
Ytermått, bruttodjup i mm	150
Bruttovikt i kg	5
Fyllnadsnivå i ml	5000
<b>Överensst., kontr.märkn./cert.</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•