

ProCare Lab 10 AP - 10 l

Flytande diskmedel, alkaliskt, 10 liter
för optimal preparering av laboratorieutrustning.



- Fritt från tensider, fosforföreningar oxidationsmedel
- Särskilt utvecklat för Miele Professional
- Passar för de mest olikartade material
- pH-värde 12.3-12.5

EAN: 4002515779965 / Materialnummer: 10490060 /
Gamla materialnummer: 62924201EU2

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar tunnflytande oljor	Bra
Avlägsnar oorganiska och organiska föroreningar	Bra
Avlägsnar besvärliga eller intorkade rester	Bra
Doseringsrekommendation	
Doseringsrekommendation per disk	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
pH-värde för diskvattnet	12,3-12,5
Huvudsakliga användn.områden	
Medicinska laboratorier	•
Biologiska laboratorier	•
Mikrobiologiska laboratorier	•
Kemiska laboratorier	•
Vattenlaboratorier	•
laboratorier inom livsmedelssektorn	•
Laboratorier inom kosmetisk industri	•
Laboratorier inom mineraloljaindustrin	•
Fosfatindustrin	•
Laboratorier inom läkemedelsindustrin	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Alkaliskt rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande
Innehåll	
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för laboratorieglass	•
Lämpligt för keramik	•
Inte lämpligt för eloxerat aluminium	•
Fritt från oxidationsmedel	•
Fritt från fosfater	•
Fritt från tensider	•
Oxiderande verkan	•
Ej lämpligt för lättmetallegeringar	•
Ej lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Ej lämpligt för lätt- och buntmetaller	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	308
Ytermått, nettobredd i mm	191
Ytermått, nettodjup i mm	234
Ytermått, brutt höjd i mm	320
Ytermått, bruttbredd i mm	230
Ytermått, bruttdjup i mm	190
Bruttovikt i kg	14
Fyllnadsnivå i ml	10000
Överensst., kontr.märkn./cert.	
Överensstämmer med GHS/CLP	•