

ProCare Lab 10 AT - 5 l

Flytande diskmedel, alkaliskt, 5 l

för optimal preparering av laboratorieutrustning.



- Fritt från fosfater och oxidationsmedel, innehåller tensider
- Särskilt utvecklat för Miele Professional
- Passar för de mest olikartade material
- pH-värde 12,2-12,5

EAN: 4002515779972 / Materialnummer: 10490130 /

Gamla materialnummer: 62925101EU2

Produkttilhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Användningsmöjligheter	
Avlägsnar fett	Bra
Avlägsnar olja	Bra
Avlägsnar harts	Bra
Avlägsnar organiska färgämnen	Bra
Avlägsnar paraffin	Bra
Doseringsrekommendation	
Doseringsrekommendation per disk	2-4 ml/l (0,2-0,4 %)
Smutsighetsgrad	Stark
pH-värde för diskvattnet	12,2-12,5
Huvudsakliga användn.områden	
laboratorier inom livsmedelssektorn	•
Laboratorier inom kosmetisk industri	•
Laboratorier inom mineraloljeindustrin	•
Industrilaboratorier	•
Laboratorier inom läkemedelsindustrin	•
Produktegenskaper	
Medietyp	Alkaliskt rengöringsmedel
Aggregationsform	Flytande
Innehåll	Alkalihydroxid, Polykarboxylater, Tensider
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för porslin/keramik	•
Lämpligt för laboratorieglas	•
Lämpligt för keramik	•
Inte lämpligt för eloxerat aluminium	•
Fritt från oxidationsmedel	•
Fritt från fosfater	•
Fritt från silikater	•
Ej lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Ej lämpligt för lätt- och buntmetaller	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	217
Ytermått, nettobredd i mm	142
Ytermått, nettodjup i mm	248
Ytermått, brutthöjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	190
Ytermått, bruttodjup i mm	150
Bruttovikt i kg	5
Fyllnadsnivå i ml	5000
Överensst., kontr.märkn./cert.	
Överensstämmer med GHS/CLP	•