

ProCare Lab 30 P - 5 l  
Neutraliseringsmedel, surt, 5 l  
för optimal neutralisering baserad på fosforsyra.



- Fritt från tensider och oxidationsmedel
- Särskilt utvecklat för Miele Professional
- Passar för de mest olikartade material
- pH-värde 2,2-1,9

EAN: 4002515780008 / Materialnummer: 10490510 /  
Gamla materialnummer: 62928101EU2

<b>Produkttilhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
<b>Användningsmöjligheter</b>	
Avlägsnar kalk och andra syralösliga föroreningar	Bra
<b>Doseringsrekommendation</b>	
Doseringsrekommendation per disk	1-4 ml/l (0,1-0,4 %)
pH-värde för diskvattnet	1,9-2,2
<b>Huvudsakliga användningsområden</b>	
Medicinska laboratorier	•
Biologiska laboratorier	•
Mikrobiologiska laboratorier	•
Kemiska laboratorier	•
laboratorier inom livsmedelssektorn	•
Laboratorier inom kosmetisk industri	•
Laboratorier inom mineraloljeindustri	•
Industrilaboratorier	•
Laboratorier inom läkemedelsindustrin	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Surt neutraliseringsmedel
Aggregationsform	Flytande koncentrat
Innehåll	Fosfat,Fosforsyra
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för laboratorieglass	•
Lämpligt för keramik	•
Inte lämpligt för eloxerat aluminium	•
Fritt från tensider	•
Sur för-rengöring	•
Ej lämpligt för förkromade delar	•
Ej lämpligt för förnicklade delar	•
Ej lämpligt för icke-eloxerat aluminium	•
Ej lämpligt för lätt- och buntmetaller	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	217
Ytermått, nettobredd i mm	142
Ytermått, nettodjup i mm	248
Ytermått, bruttohöjd i mm	200
Ytermått, bruttbredd i mm	140
Ytermått, bruttdjup i mm	240
Bruttovikt i kg	8
Fyllnadsnivå i ml	5000
<b>Överensstämmelser, kontrollmärkning, certifiering</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•