

ProCare Shine 11 OB - 2 kg  
 Rengöringsmedel, mildalkalisk, 2 kg  
 för optimal rengöring av porslin, bestick och glas.



- Innehåller aktivt syre och fosfat
- Mycket bra rengöringseffekt vid t.ex. rester av kaffe och te
- För användning i kommersiella diskmaskiner
- Doseringsrekommendation: 20–25 g per disk respektive 2–5 g/l
- Speciellt designad för Miele Professional

EAN: 4002515800508 / Materialnummer: 10582690 /  
 Gamla materialnummer: 61911102EU1

<b>Produktillhörighet</b>	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner ProfilLine	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
<b>Användningsmöjligheter</b>	
Avlägsnar kaffe- och terester	Mycket bra
Avlägsnar stärkelse/protein	Mycket bra
Avlägsnar intorkade matrester	Mycket bra
Avlägsnar fastbränt fett	Mycket bra
Avlägsnar fett	Mycket bra
<b>Doseringsrekommendation</b>	
Doseringsrekommendation per disk	20-25 g / 2-5 g/l
Smutsighetsgrad	Stark
pH-värde för diskvatten	11,0-11,5
Rekommenderat vattenområde i mmol/l	0-0,53
<b>Produktegenskaper</b>	
Medietyp	Milt alkal. rengöringsmedel
Aggregationsform	Pulver
Innehåll	Alkaliska ämnen, Blekmedel baserat på syre, Fosfat
Lämpligt för glas	•
Lämpligt för bestick	•
Lämpligt för plast	•
Lämpligt för rostfritt stål	•
Lämpligt för porslin/keramik	•
Lämpligt för aluminium	•
Lämpligt för silver	•
Skonar dekoren	•
Förhindrar korrosion	•
Förhindrar kalkavlagringar och skyddar diskgodset	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	295
Ytermått, nettobredd i mm	117
Ytermått, nettodjup i mm	117
Ytermått, bruttohöjd i mm	300
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Diameter i mm	117
Kapacitet i g	2000
Bruttovikt i kg	2
<b>Överensst., kontr.märkn./cert.</b>	
Överensstämmer med GHS/CLP	•