

A 812

Adapter

för optimal förberedelse av roterande instrument med extern spray.

EAN: 4002515830307 / Materialnummer: 10619680 / Gamla materialnummer: 68681200D



- För användning i överkorg O 177/1
- Lämplig för upp till 4 roterande instrument med extern spray
- Alternativ lämpat för 3 spetsar för Air Scaler och Piezo Scaler

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Kapacitet	
Roterande instrument [antal]	4
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	48
Ytermått, bruttohöjd i mm	108
Ytermått, bruttbredd i mm	117
Ytermått, bruttodjup i mm	305
Diameter i mm	45
Nettovikt i kg	0,21
Bruttovikt i kg	1,07
Bipack	
E 362 Blindskruv [antal]	4
FP Filterplatta	•