

A 815

Dysa

för optimal förberedelse av roterande instrument med extern spray.



- För användning med A 812, A 813/1 eller i överkorg A 105/1
- Används i A 105/1 endast i kombination med filterrör A 800
- Består av 4 munstycken med silikonslang, längd ca. 114 mm

EAN: 4002515830413 / Materialnummer: 10619690 /

Gamla materialnummer: 68681500D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Mieles stora laboratediskmaskiner, Dental	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8591	•
PWA 8672	•
PWD 7121	•
PWD 7122	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Transparent
Kapacitet	
Roterande instrument [antal]	4
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	10
Yttermått, nettobredd i mm	10
Yttermått, nettodjup i mm	114
Yttermått, bruttohöjd i mm	80
Yttermått, bruttbredd i mm	95
Yttermått, bruttdjup i mm	110
Diameter i mm	10
Nettovikt i kg	0,05
Bruttovikt i kg	0,12