

E 473/2

Sil

med lock, passar för diverse smådelar.



- För fasthakning
- Med lätthanterligt lock

EAN: 4002515811962 / Materialnummer: 10623720 / Gamla materialnummer: 69547303D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	88
Ytermått, nettobredd i mm	66
Ytermått, nettodjup i mm	66
Ytermått, bruttohöjd i mm	80
Ytermått, bruttbredd i mm	95
Ytermått, bruttodjup i mm	110
Nettovikt i kg	0,10
Bruttovikt i kg	0,14