

A 207

Insats

för optimal placering av mikroinstrument.



- Effektiv rengöring: Snabb laddning och hög genomströmning
- Övre nivå: upp till 8 brickor för placering av ihåliga instrument
- Nedre nivåer: 8 brickor liggande för oftalmologiska instrument

EAN: 4002515815601 / Materialnummer: 10632400 /

Gamla materialnummer: 69620700D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
<b>Produktkategori</b>	
Vagn för oftalmologiska instrument	•
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Centralfilter kan sättas in	•
<b>Kapacitet</b>	
Brickor/underlägg [antal]	16
OP-satser för mikroinstrument [antal]	8
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, nettohöjd i mm	438
Yttermått, nettobredd i mm	530
Yttermått, nettodjup i mm	542
Yttermått, bruttohöjd i mm	270
Yttermått, bruttbredd i mm	525
Yttermått, bruttodjup i mm	540
Nettovikt i kg	4,40
Bruttovikt i kg	6,40
<b>Bipack</b>	
A 311 Hållare för brickor [antal]	2
A 800, filterrör [antal]	1
A 804, rengöringsborste [antal]	1