

A 832

Injektordysa

för optimal rengöring av diverse diskgoods.



- Passar för injektorvagn, kan skruvas fast
- Optimala rengöringsresultat tack vare hål på sidan

EAN: 4002515817711 / Materialnummer: 10635440 /

Gamla materialnummer: 69745202D

| Produkttillhörighet                    |                |
|----------------------------------------|----------------|
| Diskdesinfektorer                      | •              |
| Rengörings- diskdesinfektorer, medicin | •              |
| Stora diskdesinfektorer, medicin       | •              |
| Modelltillhörighet                     |                |
| G 7823                                 | •              |
| G 7824                                 | •              |
| G 7825                                 | •              |
| G 7826                                 | •              |
| PG 8527                                | •              |
| PG 8528                                | •              |
| G 7831                                 | •              |
| PG 8535                                | •              |
| PG 8536                                | •              |
| PG 8581                                | •              |
| PG 8582                                | •              |
| PG 8582 CD                             | •              |
| PG 8591                                | •              |
| PG 8592                                | •              |
| PWA 8672                               | •              |
| PWD 8682                               | •              |
| PWD 8682 CD                            | •              |
| PWD 8692                               | •              |
| Produktkategori                        |                |
| Injektordysa                           | •              |
| Produktegenskaper                      |                |
| Material                               | Rostfritt stål |
| Färg                                   | Rostfritt stål |
| Användningsområde                      |                |
| Rengöring av MIC-instrument            | •              |
| Rengöring av dentalinstrument          | •              |
| Rengöring av ihålliga instrument       | •              |
| Mått och vikt                          |                |
| Ytermått, nettodjup i mm               | 60             |
| Ytermått, bruttohöjd i mm              | 12             |
| Ytermått, bruttbredd i mm              | 80             |
| Ytermått, bruttodjup i mm              | 120            |
| Diameter i mm                          | 3              |
| Nettovikt i kg                         | 0,00           |
| Bruttovikt i kg                        | 0,01           |