

A 833

Injektordysa

för optimal rengöring av diverse diskgoods.



- Passar för injektorvagn, kan skruvas fast
- För optimala rengöringsresultat tack vare hål på sidan

EAN: 4002515941225 / Materialnummer: 10635480 / Gamla materialnummer: 69745302D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	4
Ytermått, nettodjup i mm	110
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,00
Bruttovikt i kg	0,01