

A 834

Injektordysa

för optimal rengöring av diverse diskgoods, särskilt för rektoskop.



- Passar för rektoskop, trokarhylsor och annat diskgoods
- Utrustad med en fjäder för höjjustering
- För optimala rengöringsresultat tack vare hål på sidan

EAN: 4002515940709 / Materialnummer: 10635650 /

Gamla materialnummer: 69745403D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettobredd i mm	8
Ytermått, nettodjup i mm	152
Ytermått, brutthöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,03
Bruttovikt i kg	0,03