

A 816

Injektordysa

för optimal rengöring av diverse diskgoods.



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- För optimala rengöringsresultat tack vare hål på sidan

EAN: 4002515978849 / Materialnummer: 10635660 /

Gamla materialnummer: 69681600D

Produkttillhörighet

Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•

Modelltillhörighet

G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Produktkategori

Injektordysa	•
--------------	---

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål

Användningsområde

Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av ihålliga instrument	•

Mått och vikt

Ytermått, nettobredd i mm	3
Ytermått, nettodjup i mm	90
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01