

CJ Jug 1,0l
Termoskanna 1,0 l
för Miele's helautomatiska kaffemaskiner CVA och CM med kaffekannan.

EAN: 4002515841990 / Materialnummer: 10694310 /
Gamla materialnummer: 29992617EU1



- Direkt brygning utan överhällning från kaffemaskinen till kannan
- Högkvalitativt rostfritt stål, polerat
- Enkel rengöring genom att locket kan tas bort helt och hållet
- Oförstörbar vakuumpumpad termos enhet Toptherm
- Bekvämt skjutlock bevarar aromen