

DTD 2
Uppsamlingskär
för säker placering av ProCare-behållare.

EAN: 4002515933695 / Materialnummer: 10695460 / Gamla materialnummer: 61910001D



Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	62
Yttermått, nettobredd i mm	262
Yttermått, nettodjup i mm	420
Yttermått, bruttohöjd i mm	74
Yttermått, bruttbredd i mm	327
Yttermått, bruttodjup i mm	463
Bruttovikt i kg	1

- Har plats för 2 ProCare-behållare
- Säker placering av 5 och 10 liters dunkar från ProCare-serierna
- Optimal tömning av dunkarna tack vare lutning
- Ämnad för användning i ett underskåp