

A 817

Spolhylsa

för optimal rengöring, t.ex. av ÖNH-instrument.

EAN: 4002515880593 / Materialnummer: 10706260 / Gamla materialnummer: 69681700D



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Inklusive kåpa och fästklämma

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttodjup i mm	170
Diameter i mm	24
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,02