

A 818

Hätta för spolhylsa

för optimal fixering av instrumentet vid användning av spolhylsan.



- Förpackning med 12 kåpor
- Öppning som kan anpassas efter tillämpningsfall

EAN: 4002516100119 / Materialnummer: 10706620 /

Gamla materialnummer: 69681800D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7823	•
G 7824	•
G 7825	•
G 7826	•
PG 8527	•
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWA 8672	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Vit.
Användningsområde	
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Mått och vikt	
Yttermått, nettohöjd i mm	20
Yttermått, nettobredd i mm	20
Yttermått, nettodjup i mm	20
Yttermått, bruttohöjd i mm	12
Yttermått, bruttbredd i mm	80
Yttermått, bruttdjup i mm	120
Diameter i mm	20
Nettovikt i kg	0,03
Bruttovikt i kg	0,03